


溶出試験

エチゾラム錠 1mg 「ツルハラ」の溶出は、日本薬局方医薬品各条「エチゾラム錠」の判定基準に適合した。

試験方法：溶出試験法第2法（パドル法）
 回転数：毎分50回転
 試験液：水
 溶出規格：30分 70%以上



エチゾラム錠 1mg 「ツルハラ」につき、標準剤を対照として、下記に示す4種試験液を用いて溶出試験を実施した。

試験結果

標準剤を対照としたエチゾラム錠 1mg 「ツルハラ」の溶出試験結果を下図にそれぞれ示す。エチゾラム錠 1mg 「ツルハラ」の溶出パターンは、標準剤と同等であった。

