
## 溶出試験

ドネペジル塩酸塩錠  $3 \, \mathrm{m} \, \mathrm{g} \, [\mathrm{TSU}]$ の溶出は、日本薬局方医薬品各条に定められたドネペジル塩酸塩錠の溶出規格に適合した。

試験方法:溶出試験法第2法(パドル法)

回 転 数:毎分50回転 試 験 液:溶出試験第2液

溶出規格:15分 80%以上



ドネペジル塩酸塩錠  $3 \, \mathrm{mg}$  「TSU」につき、標準製剤を対照として、下記に示す 4 種試験液を用いて溶出試験を実施した。

標準製剤:ドネペジル塩酸塩錠 10mg「TSU」 試験製剤:ドネペジル塩酸塩錠 3mg「TSU」

ドネペジル塩酸塩錠3mg「TSU」の溶出パターンは、標準製剤と同等であった。

