

溶出試験


クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒 8.3%「ツルハラ」の溶出は、日本薬局方外医薬品規格第三部「クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒」の溶出規格に適合した。(オレンジブック No. 22 掲載)

試験方法：溶出試験法第2法（パドル法）

回転数：毎分50回転

試験液：水

溶出規格：90分 80%以上



クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒 8.3%「ツルハラ」につき、標準製剤を対照として、下記に示す4種試験液を用いて溶出試験を実施した。

試験結果

標準製剤を対照としたクエン酸第一鉄ナトリウム顆粒 8.3%「ツルハラ」の溶出試験結果を下図にそれぞれ示す。

クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒 8.3%「ツルハラ」の溶出パターンは、標準製剤と同等であった。

