

# 溶出試験


ペントキシベリンクエン酸塩錠 15mg「ツルハラ」の溶出は、日本薬局方外医薬品規格第3部に定められたペントキシベリンクエン酸塩錠の溶出規格に適合した。

試験方法：溶出試験法第2法（パドル法）

回転数：毎分50回転

試験液：水

溶出規格：45分 80%以上



ペントキシベリンクエン酸塩錠 15mg「ツルハラ」につき、下記に示す4種試験液を用いて溶出試験を実施した。

