

溶出試験


ベンジピン塩酸塩錠 4mg「ツルハラ」の溶出は、日本薬局方医薬品各条「ベンジピン塩酸塩錠」の溶出規格に適合した。

試験方法：溶出試験法第2法(ただし、シンカーを用いる)

回転数：毎分50回転

試験液：溶出試験法の第1液

溶出規格：30分 80%以上



ベンジピン塩酸塩錠 4mg「ツルハラ」につき、標準製剤を対照として、下記に示す4種試験液を用いて溶出試験を実施した。

試験結果

標準製剤を対照としたベンジピン塩酸塩錠 4mg「ツルハラ」の溶出試験結果を下図にそれぞれ示す。

ベンジピン塩酸塩錠 4mg「ツルハラ」の溶出パターンは、標準製剤と同等であった。

